



Poltrona Elevabile Arianna 1 Motore

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45170

EAN / GTIN 8023279451702

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 1 MOTORE Poltrona elevabile a 1 motore: lo schienale e il poggiatesta possono alzarsi o reclinarsi insieme. • Colore: blu • 1 motore • Ignifuga: NO • Poggiatesta: standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 49 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 49 cm
- Altezza dello schienale: 70 cm
- Sedia Larghezza: 75 cm Profondità (reclinabile): 170,5 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45170	blu	8023279451702	1
45173	bordeaux	8023279451733	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451702

CODICE GEF

45170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697