



# Poltrona Elevabile Arianna – 2 Motori, Alzapersona

4 varianti

Codice GEF (SKU) 45175

EAN / GTIN 8023279451757

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: blu • 2 motori • Ignifuga: NO • Poggiatesta: extra

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 49 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 49 cm
- Altezza dello schienale: 70 cm
- Sedia Larghezza: 75 cm Profondità (reclinabile): 170,5 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45175	Blu	8023279451757	1
45176	Marrone	8023279451764	1
45177	Verde	8023279451771	1
45178	Bordeaux	8023279451788	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451757

CODICE GEF

45175



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697