



Poltrona Elevabile Arianna 2 Motori Ignifuga

Codice GEF (SKU) 45179

EAN / GTIN 8023279451795

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: blu • 2 motori • Ignifuga: SI • Poggiatesta: extra

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 49 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 49 cm
- Altezza dello schienale: 70 cm
- Sedia Larghezza: 75 cm Profondità (reclinabile): 170,5 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451795

CODICE GEF

45179



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697