



Poltrona Elevabile Ginevra 2 Motori

3 varianti

Codice GEF (SKU) 45180

EAN / GTIN 8023279451801

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI GINEVRA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: blu • 2 motori • Ignifuga: NO • Poggiatesta: standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 46 cm Profondità: 51 cm Altezza: 40 cm
- Altezza dello schienale: 66 cm
- Sedia Larghezza: 74 cm Profondità (reclinabile): 169 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45180	blu	8023279451801	1
45182	bordeaux	8023279451825	1
45183	verde	8023279451832	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451801

CODICE GEF

45180



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697