



Poltrona Elevabile Ginevra 2 Motori Ignifuga

Codice GEF (SKU) 45184

EAN / GTIN 8023279451849

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI GINEVRA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: marrone • 2 motori • Ignifuga: SI • Poggiatesta: extra

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 46 cm Profondità: 51 cm Altezza: 40 cm
- Altezza dello schienale: 66 cm
- Sedia Larghezza: 74 cm Profondità (reclinabile): 169 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451849

CODICE GEF

45184



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697