



Poltrona Elevabile Flavia 2 Motori

3 varianti

Codice GEF (SKU) 45185

EAN / GTIN 8023279451856

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggipiedi sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggipiedi si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggipiedi extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: blu • 2 motori • Ignifuga: NO • Poggipiedi: extra

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 47 cm Profondità: 50 cm Altezza: 47 cm
- Altezza dello schienale: 74 cm
- Sedia Larghezza: 78 cm Profondità (reclinabile): 171,5 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45185	blu	8023279451856	1
45186	bordeaux	8023279451863	1
45188	marrone	8023279451887	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451856

CODICE GEF

45185



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697