



## Poltrona Elevabile Flavia 2 Motori Ignifuga

Codice GEF (SKU) 45190

EAN / GTIN 8023279451900

Confezione 1

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile standard o extra: raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana. • Colore: bordeaux • 2 motori • Ignifuga: SI • Poggiatesta: extra

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Seduta Larghezza: 47 cm Profondità: 50 cm Altezza: 47 cm
- Altezza dello schienale: 74 cm
- Sedia Larghezza: 78 cm Profondità (reclinabile): 171,5 cm
- Portata: 150 Kg (331 lbs)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279451900

CODICE GEF

45190



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697