



Sgabello Albicocca

Codice GEF (SKU) 45205

EAN / GTIN 8023279452051

Confezione 1

Seduta imbottita in finta pelle ignifuga Ø 33 cm. Altezza regolabile girando il sedile da 47 a 57 cm. Base in metallo con 5 ruote. Portata max: 120 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452051

CODICE GEF

45205



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697