



Sgabello Con Schienale Ed Anello

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45220

EAN / GTIN 8023279452204

Confezione 1

Seduta imbottita in finta pelle, antifiamma, con schienale. Base in plastica con 5 ruote e anello cromato. Altezza regolabile 60-86 cm Portata max: 110 kg Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
45220	nero	8023279452204	1
45222	rosso	8023279452228	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452204

CODICE GEF

45220



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697