



Sgabello Con Schienale

3 varianti

Codice GEF (SKU) 45240

EAN / GTIN 8023279452402

Confezione 1

Seduta imbottita in finta pelle Ø 34 cm con schienale. Altezza regolabile da 55 a 75 cm Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45240	bianco	8023279452402	1
45241	blu	8023279452419	1
45242	nero	8023279452426	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452402

CODICE GEF

45240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697