



Sgabello Ergo

3 varianti

Codice GEF (SKU) 45250

EAN / GTIN 8023279452501

Confezione 1

Sgabelli ergonomici e confortevoli con seduta a sella e regolazione dell'altezza con un pistone a gas. Altezza regolabile da 52 a 67 cm
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45250	bianco	8023279452501	1
45251	blu	8023279452518	1
45252	nero	8023279452525	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279452501

CODICE GEF
45250



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697