



SGABELLO ERGO con schienale

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45260

EAN / GTIN 8023279452600

Confezione 1

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas per regolare altezza, inclinazione dello schienale e della seduta. Altezza regolabile da 63 a 83 cm. 3 regolazioni: Inclinazione dello schienale Inclinazione della seduta Altezza della seduta Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45260	45260	8023279452600	1
45261	45261	8023279452617	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452600

CODICE GEF

45260



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697