



Sgabello Ergo Con Schienale

Codice GEF (SKU) 45262

EAN / GTIN 8023279452624

Confezione 1

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas per regolare altezza, inclinazione dello schienale e della seduta. Altezza regolabile da 63 a 83 cm. 3 regolazioni: Inclinazione dello schienale Inclinazione della seduta Altezza della seduta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452624

CODICE GEF

45262



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697