



## PENSILE MULTIUSO standard

Codice GEF (SKU) 45290

EAN / GTIN 8023279452907

Confezione 1

PENSILE MULTIFUNZIONE - MISURA STANDARD Colore: bianco  
Dimensione: 103 x 20 x h 40 cm Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Anta in lamiera elettrozincata verniciata a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 fessure.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452907

CODICE GEF

45290



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697