



PENSILE MULTIUSO standard colore a richiesta

Codice GEF (SKU) **45293**

EAN / GTIN **8023279452938**

Confezione **1**

PENSILE MULTIFUNZIONE - MISURA STANDARD - COLORE A RICHIESTA Dimensione: 103 x 20 x h 40 cm Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Anta in lamiera elettrozincata verniciata a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 fessure.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279452938

CODICE GEF

45293



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697