



# PENSILE MULTIUSO large

Codice GEF (SKU) **45295**

EAN / GTIN **8023279452952**

Confezione **1**

PENSILE MULTIFUNZIONE - MISURA GRANDE Colore: bianco  
 Dimensione: 153 x 20 x h 40 cm Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Anta in lamiera elettrozincata verniciata a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 7 fessure.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279452952**

CODICE GEF

**45295**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697