



## PENSILE MULTIUSO large colore a richiesta

Codice GEF (SKU) **45298**

EAN / GTIN **8023279452983**

Confezione **1**

PENSILE MULTIFUNZIONE - MISURA GRANDE - COLORE A RICHIESTA Dimensione: 153 x 20 x h 40 cm Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Anta in lamiera elettrozincata verniciata a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 7 fessure.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279452983**

CODICE GEF

**45298**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697