

GEF Medica

BRACCIO TELESCOPIOCO PIEGHEVOLE senza tenda

Codice GEF (SKU) 45501

EAN / GTIN 8023279455014

Confezione 1

Separé da parete - pieghevole (senza tende). La tenda da parete a braccio è regolabile orizzontalmente (180°) e può essere ripiegata a 90° quando non viene utilizzata. L'estensione massima del braccio tubolare aperto è 210 cm, chiuso è 100 cm. Dotata di anelli che ne consentono un facile scivolamento.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455014

CODICE GEF

45501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697