



ANELLI APERTI da utilizzare su rail

Codice GEF (SKU) 45508

EAN / GTIN 8023279455083

Confezione 1

Set di 18 anelli di ricambio per sistema di tende Trevira® · Anelli aperti per finestre e cabine

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455083

CODICE GEF

45508



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697