

GEF Medica

TENDA TREVIRA 225x h 180 cm per braccio

6 varianti

Codice GEF (SKU) 45510

EAN / GTIN 8023279455106

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda per braccio a parete e cabine • Dimensioni: 225 x h 180 cm • Colore: azzurro Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°. Prodotti in Italia.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45510	45510	8023279455106	1
45511	45511	8023279455113	1
45512	45512	8023279455120	1
45513	45513	8023279455137	1
45514	45514	8023279455144	1
45515	45515	8023279455151	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455106

CODICE GEF

45510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697