

GEF Medica

Tenda Trevira 225X H Per Carrello

Codice GEF (SKU) 45520

EAN / GTIN 8023279455205

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda lunga per carrelli o finestre • Dimensioni: 225 x h 145 cm • Colore: azzurro Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455205

CODICE GEF

45520



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697