

GEF Medica

# TENDA TREVIRA 225x h 145 cm per carrello

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45521

EAN / GTIN 8023279455212

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda lunga per carrelli o finestre • Dimensioni: 225 x h 145 cm • Colore: blu Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°. Prodotti in Italia.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 45521            | 45521  | 8023279455212 | 1          |
| 45522            | 45522  | 8023279455229 | 1          |

## DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455212

CODICE GEF

45521



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it • Tel. 0573  
1944697