

GEF Medica

Tenda Trevira 225X H Pesca Per Carrello

Codice GEF (SKU) 45525

EAN / GTIN 8023279455250

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda lunga per carrelli o finestre • Dimensioni: 225 x h 145 cm • Colore: pesca Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455250

CODICE GEF

45525



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697