

GEF Medica

Tenda Trevira 175X H Per Carrello

Codice GEF (SKU) 45530

EAN / GTIN 8023279455304

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda corta per carrelli o finestre • Dimensioni: 175 x h 145 cm • Colore: azzurro Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455304

CODICE GEF

45530



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697