

GEF Medica

TENDA TREVIRA 175x h 145 cm per carrello

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45531

EAN / GTIN 8023279455311

Confezione 1

Tessuto TREVIRA® • Tenda corta per carrelli o finestre • Dimensioni: 175 x h 145 cm • Colore: blu Tutte le tende Trevira® sono in materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°. Prodotti in Italia.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45531	45531	8023279455311	1
45532	45532	8023279455328	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455311

CODICE GEF

45531



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697