



Paravento Senza Tende

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45560

EAN / GTIN 8023279455601

Confezione 1

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA (non incluse) Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini • Paravento 3 sezioni • Misure: 150xh 167,5 cm Dimensione imballo: 176x57x13 cm Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
45560	3 Ante	8023279455601	1
45562	4 Ante	8023279455625	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455601

CODICE GEF

45560



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697