



Paravento con Ruote Senza Tende

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45561

EAN / GTIN 8023279455618

Confezione 1

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA (non incluse) Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su ruote (Ø 50 mm). • Paravento 3 sezioni con ruote • Misure: 150xh 174 cm Dimensione imballo: 176x57x13 cm Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
45561	3 Ante	8023279455618	1
45563	4 Ante	8023279455632	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455618

CODICE GEF

45561



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697