



Paravento A 4 Ante Senza Tende

Codice GEF (SKU) 45562

EAN / GTIN 8023279455625

Confezione 1

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA (non incluse) Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini • Paravento 4 sezioni • Misure: 200xh 167,5 cm Dimensione imballo: 176x57x13 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455625

CODICE GEF

45562



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697