



## Paravento A 4 Ante Con Ruote Senza Tende

Codice GEF (SKU) 45563

EAN / GTIN 8023279455632

Confezione 1

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA (non incluse) Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su ruote (Ø 50 mm). • Paravento 4 sezioni con ruote • Misure: 200xh 167,5 cm Dimensione imballo: 176x57x13 cm Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455632

CODICE GEF

45563



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697