



# Tenda Trevira Per Paraventi

5 varianti

Codice GEF (SKU) **45570**

EAN / GTIN **8023279455700**

Confezione **1**

TENDE IN TREVIRA 45 xh 129 cm Le Tende Trevira contengono un agente antimicrobico permanente a base di argento che rimane inalterato anche dopo lavaggi frequenti. Materiale resistente ai raggi UV, ignifugo, disinfettabile e lavabile a 60°. Disponibilità di 6 colori. Tende su misura disponibili su richiesta. Manuale multilingue: GB, FR, IT.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
45570	azzurro	8023279455700	1
45571	beige	8023279455717	1
45572	bianco	8023279455724	1
45573	blu	8023279455731	1
45574	verde	8023279455748	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279455700**

CODICE GEF

**45570**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697