



## Tenda Trevira Per Paraventi Pesca

Codice GEF (SKU) 45575

EAN / GTIN 8023279455755

Confezione 1

TENDE IN TREVIRA 45 xh 129 cm Le Tende Trevira contengono un agente antimicrobico permanente a base di argento che rimane inalterato anche dopo lavaggi frequenti. Materiale resistente ai raggi UV, ignifugo, disinfettabile e lavabile a 60°. Disponibilità di 6 colori. Tende su misura disponibili su richiesta. Manuale multilingue: GB, FR, IT.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455755

CODICE GEF

45575



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697