



## Paravento A 2 Ante

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45578

EAN / GTIN 8023279455786

Confezione 1

Paravento a 2 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30 x 15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. •

Larghezza: 60 + 60 cm (2 sezioni) • Altezza: 180 cm • Tende in tela lavabile bianca • 4 piedini regolabili assicurano una perfetta stabilità  
Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279455786

CODICE GEF

45578



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697