



Paravento Trevira

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45579

EAN / GTIN 8023279455793

Confezione 1

Paravento a 2 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30 x 15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. •

Larghezza: 60 + 60 cm (2 sezioni) • Altezza: 180 cm • Tende in Trevira azzurra • 4 piedini regolabili assicurano una perfetta stabilità Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
45579	2 Ante	8023279455793	1
45581	3 Ante	8023279455816	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279455793

CODICE GEF

45579



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697