



Paravento A 3 Ante Trevira

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45581

EAN / GTIN 8023279455816

Confezione 1

Paravento a 3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30 x 15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. • Larghezza: 60 + 60 + 60 cm (3 sezioni) • Altezza: 180 cm • Tende in Trevira azzurra • 4 piedini regolabili assicurano una perfetta stabilità Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279455816

CODICE GEF

45581



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697