

Carrello Utility Colore A Scelta



RAL 5010	RAL 2003	RAL 6019	RAL 1013	RAL 3020
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Codice GEF (SKU) **45597**

EAN / GTIN **8023279455977**

Confezione **5**

CARRELLO - altri colori Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita: 5 pezzi Struttura in acciaio elegante e robusta verniciata con polvere epossidica. Top in tecnopolimero con bordo, angoli arrotondati e scomparti per accessori. Maniglia di spinta ergonomica. 3 cassetti medi 45,1x48,5xh 15 cm e 1 cassetto grande 45x49,5xh 22,5 cm a scorrimento silenzioso e blocco di fine corsa. Sistema di chiusura centrale. Dimensioni 60x50xh 100 cm. Paraurti perimetrali e 4 rotelle pivotanti antistatiche 125 mm, di cui 2 con freno. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279455977

CODICE GEF

45597



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697