



Carrello Modulare Verniciato

5 varianti

Codice GEF (SKU) 45603

EAN / GTIN 8023279456035

Confezione 1

CARRELLI MODULARI • Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano • Acciaio verniciato Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura monoblocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergonomico in tubolare. Parte frontale con vari cassette (piccolo giallo, medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su 4 ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFIGURAZIONE CASSETTI	EAN	CONFEZIONE
45603	1+1 cassette	8023279456035	1
45601	1+3 cassette	8023279456011	1
45602	2+1+1 cassette	8023279456028	1
45604	2+1 cassette	8023279456042	1
45600	7 cassette	8023279456004	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279456035

CODICE GEF

45603



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697