



COMPACT KART

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45660

EAN / GTIN 8023279456608

Confezione 1

COMPACT KART - 5 cassetti - blu Dimensione: 654 x 605 x h 975 mm
Carrello multifunzionale in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili. - top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo - telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità - maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata - struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica - cassetti scorrevoli, totalmente estraibili - posizione dei cassetti intercambiabile - maniglie dei cassetti in alluminio con sistema "gancio/sgancio" che previene l'apertura accidentale dei cassetti - ampia capacità dei cassetti - sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale - 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti - ruote pivotanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafile, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 5 cassetti: 2 small, 1 medium, 2 large Dimensioni cassetti Compact:
- Small h1= 1/10 Larghezza frontale/altezza: 490xh 64 mm Dimensioni interne: 432x448xh 58 mm
- Medium h2= 2/10 Larghezza frontale/altezza: 490xh 137 mm Dimensioni interne: 432x448xh 131 mm
- Large h3= 3/10 Larghezza frontale/altezza: 490xh 210 mm Dimensioni interne: 432x448xh 204 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279456608

CODICE GEF

45660



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697