



## REGGICARTELLE 365x240 mm

Codice GEF (SKU) 45678

EAN / GTIN 8023279456783

Confezione 1

Portacartelle sospesi per carrelli multifunzionali cod. 45671 - 45674 Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279456783

CODICE GEF

45678



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697