



Carrello Emergenza Verniciato Small

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45693

EAN / GTIN 8023279456936

Confezione 1

Carrello emergenza acciaio verniciato - piccolo Dimensioni carrello (cm): 67x64xh 100-160 Numero di cassetti: 5 Materiale cassetti: plastica Carrelli emergenza professionali, solidi e robusti, con componenti in materiale plastico tecnopolimero o in lamiera di acciaio inox verniciato con polveri epossidiche per la massima leggerezza, manovrabilità e facilità di utilizzo. Struttura autoportante e monoscocca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Numero e dimensione cassetti:
- 2) 45x48,5xh 7,5 cm
- 2) 45x48,5xh 15 cm
- 1) 45x48,5xh 22,5 cm
- Vassoio defibrillatore: 39x32xh 2 cm
- Dimensioni (cm): 67x64xh 100-160

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279456936

CODICE GEF

45693



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697