



## CARRELLO MEDICAZIONE - standard

Codice GEF (SKU) 45713

EAN / GTIN 8023279457131

Confezione 1

CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm con dispenser Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso. Parte superiore: ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote. Parte anteriore: piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassette modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave. Cassette in acciaio verniciato. Lato sinistro: vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri. Lato destro: vano a scomparsa con 3 cassette inclinabili in tecnopolimero. 4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279457131

CODICE GEF

45713



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697