



Carrello Clinico Neo Plus

Codice GEF (SKU) **45715**

EAN / GTIN **8023279457155**

Confezione **1**

Carrello clinico in alluminio, acciaio e ABS. La parte superiore è dotata di ringhiera su tre lati in acciaio inox 304, che evita la caduta di oggetti. Il ripiano superiore è rivestito di vetro trasparente. Dotato di 4 rotelle Ø 100 mm (di cui 2 con freno), un cassetto con guide non rumorose e inserti in ABS (che possono essere organizzati liberamente), un portaschede. Dimensioni: 62,5x47,5x92 cm. Portata max: ripiano superiore 80 kg, ripiano centrale 15 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279457155

CODICE GEF

45715



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697