



Carrello Aurion Medicazione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45744

EAN / GTIN 8023279457445

Confezione 1

CARRELLO MEDICAZIONE AURION - blu - 5 cassetti CARRELLI AURION Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. In poliuretano Baydur® Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguento (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina. Progettazione eccellente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279457445

CODICE GEF

45744



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697