



# Carrello Aurion Monodose

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45746

EAN / GTIN 8023279457469

Confezione 1

CARRELLO MONODOSE AURION - marrone - 2 cassetti + 2 cassette monodose (10 cassettoni ognuna) CARRELLI AURION Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. In poliuretano Baydur® Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina. Progettazione eccellente

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
V0899EAN / GTIN  
8023279457469CODICE GEF  
45746

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697