



Carrello Aurion Emergenza

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45750

EAN / GTIN 8023279457506

Confezione 1

CARRELLO DI EMERGENZA AURION - rosso - 4 cassetti con asta portaflebo, porta defibrillatore, tavola per massaggio cardiaco

CARRELLI AURION Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. In poliuretano Baydur® Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 45750 | blu | 8023279457506 | 1 |
| 45751 | rosso | 8023279457513 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279457506

CODICE GEF

45750



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697