



Carrello Aurion Amagnetico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45755

EAN / GTIN 8023279457551

Confezione 1

Carrello amagnetico AURION, giallo, 5 cassetti con ruote amagnetiche, senza sistema di blocco. CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. • In poliuretano Baydur® Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e agli urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina. • Progettazione eccellente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
8023279457551CODICE GEF
45755

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697