



# Carrello Per Monitor Paziente Richiede Piastra Adattatrice

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45760

EAN / GTIN 8053736712985

Confezione 1

CARRELLO PER MONITOR - senza adattatore piastre Carrello appositamente progettato per supporto e mobilità di monitor e ventilatori della maggior parte delle case produttrici. Richiede adattatore per piastre (non incluso) da scegliere in base alla marca e al modello. - base in acciaio inox di 10 mm di spessore, copertura in ABS ad alta resistenza - colonna in alluminio estruso con superficie verniciata a polveri epossidiche - maniglia posteriore ergonomica in ABS con struttura rinforzata

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8053736712985

CODICE GEF

45760



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697