



# PIASTRA ADATTATRICE PHILIPS HORN

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45763

Confezione 1

Adattatore piastra per carrello monitor codice 45760. • Tipo: C • Marca:  
Philips "Horn" • Modelli: IntelliVue MP5-20-30-40-50-60-70 IntelliVue  
MX400-450-500-550-600-700-800 Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129085

CODICE GEF

45763



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697