



PIASTRA ADATTATRICE DI ALTRE MARCHE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45764

EAN / GTIN 8053736713180

Confezione 1

Adattatore piastra per carrello monitor codice 45760. • Tipo: D
Adattatore per altre marche • Marca: Colin • Modelli: Press-Mate 8800 •
Marca: Fukuda Denshi • Modelli: Dynascope DS-8007 e DSA-81 •
Marca: General Electric • Modelli: monitor GE Dash 2000, 3000, 4000
Carescape B650, B450 Carescape B20, B40, B105, B125 • Marca:
Masimo • Modelli: serie Root M serie Rad-97 M • Marca: Nellcor •
Modelli: N-595, N-550 Pulse Oximeter Bedside SpO2 PM100N • Marca:
Nihon Kohden • Modelli: Life Scope i, Life Scope L, BSM 2301, BSM
2303 Vismo PVM 2700, Vismo PVM 4000 Life Scope VS, BSM 3500,
BSM 3700, Vismo PVM 2700 Life Scope P, BSM 4103, BSM 4113 Life
Scope A, BSM 5105, BSM 5135 Life Scope TR, BSM 6301K, BSM
6501K, BSM 6701K Life Scope G5, Life Scope N, OPV 1500 GF-210R
Multigas Unit CSM-1501, CSM-1502, BSM-6XXX, WEP-5200, GF-200 •
Marca: Oridion • Modelli: Capnostream™ 20 e Capnostream™ 20p •
Marca: Philips • Modelli: Efficia CM10-12-100-120-150 EarlyVue VS30 •
Marca: Sanuwave • Modelli: serie MIST e UltraMIST • Marca: Sonosite •
Modelli: serie S e M Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129085

EAN / GTIN

8053736713180

CODICE GEF

45764



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697