



Carrello Lancart H80 cm con Cassetto

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45808

EAN / GTIN 8023279458084

Confezione 1

Carrello Lancart - piccolo - Dimensioni: 60x40xh 80 - Ripiani: 2 - Cassetto: sì Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm. Portata massima del carrello: 60 kg.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
45808	60x40 cm	8023279458084	1
45809	70x50 cm	8023279458091	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279458084

CODICE GEF

45808



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697