



## Carrello Lancart H80 cm

2 varianti

Codice GEF (SKU) **45810**

EAN / GTIN **8023279458107**

Confezione **1**

Carrello Lancart - piccolo - Dimensioni: 60x40xh 80 - Ripiani: 2 - Cassetto: - Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm. Portata massima del carrello: 60 kg.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
45810	60x40 cm	8023279458107	1
45811	70x50 cm	8023279458114	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279458107**

CODICE GEF

**45810**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697